

Release Notes Platform24

Summary / Sammanfattning

This document contains the updates included in Clinic version 4.144, Manage version 3.81 and the Medical content version 1.95.

Detta dokument innehåller uppdateringar inkluderade i Clinic version 4.144, Manage version 3.81 och det Medicinska innehållet version 1.95.

Clinic

Changes in version 4.144 / Uppdateringar i version 4.144

1 **EN** New Feature: Scheduled Attestations

We are excited to announce the introduction of a new feature: Scheduled Attestations. This feature allows you to create an attestation in advance, with the attestation appearing in the attestation list on a chosen date.

Here's where you can find your scheduled attestations:

- Under the 'Attestation' tab in the patient profile, visible when you enable "Show also scheduled".
- In the Attestations list (it will only appear here after the Scheduled date)

As a creator, you can view the attestation in the "create by me" tab in the Attestations list.

Use Case

The Scheduled Attestations feature is designed for making future reminders about a patient. It provides a proactive approach to managing attestations and ensuring that nothing is missed in patient care.

We hope this new feature enhances your experience and efficiency in patient management.

SE Ny funktion: Schemalagda Vidimeringar

Vi är glada att kunna presentera en ny funktion: Schemalagda Vidimeringar. Denna funktion låter dig skapa en vidimering i förväg, vidimeringen visas i vidimeringslistan ett valt datum.

Här hittar du dina schemalagda attester:

- Under fliken Vidimeringar i patientprofilen, synlig när du aktiverar "Visa också schemalagda".
- Under inkommande Vidimeringar (den kommer endast att visas här efter det schemalagda datumet)

Som skapare kan du se attesten i fliken "skapa av mig" i Vidimeringslistan.

Användningsområde

Funktionen Schemalagda Vidimeringar är utformad för att göra framtida påminnelser om en patient. Det ger ett proaktivt tillvägagångssätt för att hantera Vidimeringar och säkerställa att ingenting missas.

Vi hoppas att denna nya funktion förbättrar din upplevelse och effektivitet i patienthanteringen.

Manage

Changes in version 3.81 / Uppdateringar i version 3.81

1 EN New manuals

Two new manuals, *Content Studio User Manual* and *Business Rules User Manual*, have been added. *Content Studio+ User Manual* replaces the old *Content Studio User Manual*. The manuals can be found in the "About Manage" section that is found by clicking on "About" in the main menu.

See image below.

SV Nya manualer

Två nya manualer, *Content Studio Användarmanual* och *Business Rules Användarmanual*, har lagts till. *Content Studio+ Användarmanual* ersätter den tidigare *Content Studio Användarmanual*. Manualerna hittas i sektionen "Om Manage" som nås genom att klicka på "About" i startmenyn.

Om Manage

Manage är den administrativa applikationen för Platform24-systemet, som Triage24 är en del av.

Triage24

Triage24 är en medicinteknisk produkt med avsedd användning för att vägleda patienter till en lämplig vårdnivå baserat på deras symtom och det medicinska innehållet i produkten. Modulen som anges nedan är den certifierade medicintekniska produkten som används i denna applikation.

Content Studio (menyn Medicinskt innehåll) i Manage är en del av Triage24-produkten som konfigurerar och anpassar till villkoren och behoven hos en specifik vårdgivare genom inläggning av medicinskt innehåll.



2862

Triage24 är en godkänd medicinteknisk produkt. All data krypteras medan den överförs och behandlas enligt GDPR och patientdatalagen.



Triage24 är en godkänd medicinteknisk produkt.



7350127221004



Triage24 Medical Device Version 1
Manage 3.81.0: staging



Se bruksanvisningen: eFU tillhandahålls från produkten och via tillverkarens webbsida

Manage Användarmanual
Content Studio+ Användarmanual
Content Studio Användarmanual
Business Rules Användarmanual

Medical Content

Changes in version 1.95 / Uppdateringar i version 1.95


1 EN Changes to medical content

- Minor adjustments have been made in the questionnaires *back pain* and *knee* regarding physiotherapy.
- The assessment MADRS-S self rating scale is now available in the patient app in English.

See image below.

SE Ändringar i medicinskt innehåll

- Mindre justeringar har gjorts i formulären *ryggvärk* och *knäbesvär* gällande fysioterapi.
- Självskattningsskalan MADRS-S är nu tillgänglig i patientappen på engelska.



The screenshot shows a mobile app interface for the MADRS-S self-rating scale. At the top, it says 'MADRS-S'. Below that is a 'Chatbot' icon. A pink text box contains instructions: 'Here you should try to indicate your ability to collect your thoughts, to concentrate on what you are doing. Try to recall how well you have been able to cope with tasks requiring different degrees of concentration — for instance, compare your ability to read a more complex text and an easy passage in the newspaper, or to pay attention to the TV.' Below this are four radio button options: '0 - I have no difficulty in concentrating', '1', '2 - Occasionally I find it hard to concentrate on things that I would usually find interesting (e.g., reading, or watching TV)', and '3'. A red button with a downward arrow and the text 'More below' is at the bottom. At the very bottom of the screen, it says 'Select one option'.

Observe / Observera!

What is included in the release notes is what is intended to be released. Be aware that the development is currently under regression testing and have to pass the tests in order to be released. Therefore, the release notes are written with reservation to possible changes.

Det som inkluderas i release notes är vad som avses att släppas. Tänk på att utvecklingen för närvarande är under regressionstestning och måste godkännas för att släppas. Därmed är dessa release notes skrivna med reservation för eventuella förändringar.